



**Führungsdrähte**  
**Guide wires**

Nitinol-Körbchen

Nitinol baskets

Drahtabschnitte

Mandrels / Stylets

Rohrprodukte

Hypotube assemblies

Sonderprodukte


Special products

**ESflex basic line**


MADE IN GERMANY

high quality 高质量  
 optimized performance 高性能  
 attractive price 低价格

锥形轮廓研磨 Tapered grinding profile



拉伸强度测试 Tensile test profile



pieces N Anzahl N



DQS-Reg.Nr. 13536 MP23




DIN EN ISO 13485  
 MDD 93/42/EEC-II

直线型 straight


J型头 j-tip tip

尖端形状  
**Spitzenformen**






规格 dimensions \*  
 直径 diameter 0,46-0,96mm .018"- .038"inch\*  
 长度 length bis 4800mm up to 190" inch

规格 **Abmessungen** 可根据客户需求订制  
 \*other dimensions on customers request



» 鞘管硬度取决于芯材金属丝直径  
 shaft stiffness depends on core wire diameter

颈部硬度  
**Schaftsteifigkeit**



弹簧材料 coil material  
 » 不锈钢1.4310 stainless steel 1.4310

芯材材料 core material  
 » 不锈钢1.4310 stainless steel 1.4310  
 » 304V固定校直 304 V dead straight

涂层 coatings  
 » PTFE  
 » 亲水材料(distal) hydrophilic (distal)

产品组合  
**Varianten/Konfigurationen**




Basierend auf der Erfahrung der jahrelangen Führungsdrahtproduktion hat EPflex eine neue Generation von Edelstahl-Führungsdrähten entwickelt. Durch die Verwendung hochwertiger Ausgangsmaterialien und durch automatisierte Serienfertigung, kann dieses hochwertige Produkt zu günstigen Preisen angeboten werden.

Based on a long experience in production of guidewires, EPflex developed a new generation of stainless steel guidewires. By the use of high-quality raw materials and by automated volume production this high-quality guidewire can be offered for attractive prices.


- special services:  
 其他服务
- packaging in dispenser 护套管包装
  - packaging in sterile pouches 无菌包装
  - labelling 标签
  - sterilizing 灭菌





EPflex ist seit 1994 als Hersteller flexibler medizinischer Metallkomponenten tätig. Wir sind ihr Ansprechpartner von der Entwicklung erster Prototypen bis zur Serienproduktion. Innovation und Kompetenz zeichnen uns als zuverlässigen Partner unserer Kunden aus.

Since 1994, EPflex has manufactured flexible metal components for medical applications. We are your one source for everything from the development of initial prototypes right up to volume production. Innovation and expertise are the characteristics which make us a reliable partner for our customers.



Entwicklung  
Produktion  
flexibler Elemente

EPflex Feinwerktechnik GmbH  
72581 Dettingen/Erms  
Im Schwöllbogen 24  
Phone +49 (0) 71 23/97 84-0  
Fax +49 (0) 71 23/97 84-22  
E-Mail: info@epflex.com  
www.epflex.com